



Grace Care series

D6w

CAMA ELÉCTRICA

Código de registro: SKD-C



SAIKANG/Medical

Sua vida mais
saudável

D6w

RECURSOS E DESTAQUES



Parâmetros Técnicos

▪ Tamanho Externo (CxL):	2245x1000 mm
▪ Ajuste de altura:	435-745 mm
▪ Plataforma de colchão:	1925x830 mm
▪ Carga de trabalho segura:	250 kg
▪ Ajuste de repouso traseiro:	0-75° (±10°)
▪ Ajuste de descanso do joelho:	0-35° (±10°)

Configuração Técnica

☒ Motor Linear	3 pcs.
☒ Controlador de mão	1 set
☒ Rodas de 5" de cobertura com travão	4 pcs.
☒ Trilhos laterais dobrável com Cabo ProErgo - pega™	1 set
☒ Extremidades da cama ABS com bloqueio seguro	1 set
☒ Suporte para soro	1 set
☒ Previsão de suporte para soro	4 pcs.
☒ Gancho de drenagem	2 pcs.

Recursos opcionais

☐ RCP manual
☐ Bateria de reserva
☐ Plataforma de colchão translúcido de raio-X
☐ Função das rodas direcionais
☐ Polo de Monkey
☐ Moldura dos Balcões de Alumínio



SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7
✉ sales@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue