



SKH046-11

MESA PARA CAMA



SAIKANG/Medical

Sua vida mais
saudável

SKH046-11

RECURSOS E DESTAQUES

Parâmetros Técnicos

- Tamanho externo (CxLxA) 800×395×855-1155mm



Configuração Técnica

- | | |
|--|-----|
| ☒ Mola de ar para ajuste de altura | 1pc |
| ☒ Tampo de mesa de resina fenólica | 1pc |

Material

Base de aço com revestimento em pó, coluna de aço com revestimento em pó.



Topo da mesa

O tampo da mesa é feito de laminado de resina fenólica com cobertura de PVC.



Ajuste da altura

Ajuste de altura por mola a gás, usado com uma só mão de acordo com a conveniência do usuário.



Rodas

Fácil de instalar, mais estável e rodas médicas mais firmes de alta qualidade, roda muda de 1,5 polegadas / 2 polegadas.



Design Correspondente

Pode ser usado com a mesa de cabeceira, que é fácil de desmontar. A combinação das funções da mesa de jantar e do armário pode servir a dois propósitos e economizar espaço.





CONSTANTE
INOVAÇÃO



Desenho



Pesquisa



Fabricação



Manutenção



Serviço



FILIAIS EM
TODO MUNDO

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
☎ +86 18021231901 · 📞 24/7
✉ sales@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue