



SKH046-2

MESA PARA CAMA

SAIKANG Medical

Sua vida mais
saudável

SKH046-2

RECURSOS E DESTAQUES

Parâmetros Técnicos

- Tamanho externo (CxLxA) 890×440×(765-1050)mm



Configuração Técnica

- ☒ Mola de ar para ajuste de altura 1pc
- ☒ Com moldura de rodas silenciosos, 2 polegadas de diâmetro, dois com travões 1pc

Aplicação

Mesa de jantar móvel, mesa de cabeceira de enfermagem, pode ser usada com várias camas de hospital.



Ajuste de levantamento

O sistema de molas a gás ajuda a cobertura da mesa para cima e para baixo.




Rodas

4 rodas feitas de borracha e podem girar ao redor, conveniente, resistente ao desgaste, deslizando silenciosamente.



Estrutura da bancada

Tampo de mesa em material ABS, fácil de limpar, suportável à limpeza química. Com porta-copos e borda subindo para proteger a queda. Design de canto redondo, anticollisão e durável.



Quadro inferior

A estrutura inferior é pulverizada com aço carbono e o centro de gravidade é estável.





CONSTANTE
INOVAÇÃO



Desenho



Pesquisa



Fabricação



Manutenção



Serviço



FILIAIS EM
TODO MUNDO

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
☎ +86 18021231901 · 📞 24/7
✉ sales@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue