



SKS009-2

MESA DE CABECEIRA
DE RESINA FENÓLICA



SAIKANG / Medical

Sua vida mais
saudável

SKS009-2

FEATURES AND HIGHLIGHTS

Parâmetros Técnicos

- Tamanho externo (CxLxA) 510x480x750 mm
- Mesa de jantar Altura máxima 950mm

Configuração Técnica

<input checked="" type="checkbox"/> Alça	Aço inoxidável
<input checked="" type="checkbox"/> Gaveta	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Gabinete	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Rodas	4pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Escrivaninha	1pc

Alça

A escrivaninha é ajustada manualmente, feita de liga de alumínio, ajuste de altura suave quando operado com uma única mão.



Rodas

Rodas médicas silenciosas de alta qualidade, eletricidade antiestática de 3 polegadas, protegem o solo, à prova d'água e anti-bactérias.



Moldura

O corpo da mesa é feito de placa compacta fenólica com tratamento arredondado, antiácido, anti-alcálico, à prova d'água e anti-infiltração, fácil de limpar e retardante de chamas por 4 horas.



Material

Quadro de liga de alumínio, estável e firme, o quadro tem uma ranhura de cauda de andorinha, que pode adicionar as bordas e acessórios pendurados.



Estrutura

Uma gaveta, um armário, uma caixa de armazenamento aberta no meio. O cabo é feito de liga de alumínio com superfície anodizada, que é firme, antiferrugem e fácil de limpar.



Trilho deslizante

O trilho deslizante adota um trilho de amortecimento silencioso, o que pode efetivamente impedir que a gaveta deslize para fora durante o movimento do carrinho.



Escrivaninha

Com escrivaninha dobrável e regulável em altura. Opcional: escrivaninha (esquerda ou direita).



Cor

Opção: cor (amostras de cores).





CONSTANTE INOVAÇÃO



Desenho



Pesquisa



Fabricação



Manutenção



Serviço



FILIAIS EM TODO MUNDO

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 📞 24/7

✉️ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue