



SKS025

MESA DE CABECEIRA DE RESINA FENÓLICA

SAIKANG Medical

Sua vida mais
saudável

SKS025

RECURSOS E DESTAQUES

Parâmetros Técnicos

- Tamanho externo (CxLxA) 475x485x810 mm

Configuração Técnica

☒ Alça	Aço inoxidável
☒ Gaveta	1pc
☒ Gabinete	1pc
☒ Rodas	4pcs

Alça

O cabo é feito de liga de alumínio com superfície anodizada, que é firme, antiferrugem e fácil de limpar.



Rodas

Rodas laterais duplas médicas de alta qualidade, eletricidade antiestática de 3 polegadas, protegem o solo, à prova d'água e anti-bactérias.




Moldura

4 colunas de liga de alumínio, estável e firme.



Material de superfície

As paredes laterais do corpo da mesa são feitas de aço com revestimento em pó, o tampo da mesa, a gaveta e a porta são feitas de placa compacta fenólica com tratamento de arredondamento, antiácido, anti-alkalino, à prova d'água e anti-infiltração, fácil de limpar e retardante de chamas para 4 horas.



Estrutura

Uma gaveta, um armário. uma caixa de armazenamento aberta no meio.



Trilha deslizante

O trilho deslizante adota um trilho de amortecimento silencioso, o que pode efetivamente impedir que a gaveta deslize para fora durante o movimento do carrinho.



Cor

Opção: cor (amostras de cores).





CONSTANTE INOVAÇÃO



Desenho



Pesquisa



Fabricação



Manutenção



Serviço

FILIAIS EM TODO MUNDO

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
 +86 18021231901 ·  24/7
 sales@chinasaikang.com
 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue